

SERASYNTH® LOC

Chirurgisches Nahtmaterial
Surgical Sutures

SERASYNTH® LOC

PDO

POLYDIOXANON
POLYDIOXANONE



violett / monofil / resorbierbar
violet / monofilament / absorbable



monodirektionales Verankerungssystem
monodirectional anchor fixation system

Resorptionsprofil: mind. 65% Restreißkraft nach 14 Tagen
aufgelöst nach ca. 180-220 Tagen

Absorption profile: min. 65% tensile strength after 14 days
Absorption process completed after approx. 180 - 220 days



SERAG
WIESSNER

Nadelbezeichnung
Needle

Stärke USP
Size USP


Stärke metric
Size metric

Fadenlänge/Meter
Length of suture/metre

Abgabemenge/Stück
Units per box

Bestell-Nummer
Code number

DSS-18



4/0
3/0


1,5
2

1 x 0,30
1 x 0,45

12
12

MI915051M
MI920131M

FRX-27



3/0


2

1 x 0,15

12

MR9200276

HR-17



3/0
3/0


2
2

1 x 0,15
1 x 0,20

12
12

MI9200276
MI9200376

HR-26



3/0
2/0


2
3

1 x 0,20
1 x 0,30

12
12

MI9200341
MI9300541

HRX-27



3/0
2/0
0

2
3
3,5

1 x 0,20
1 x 0,20
1 x 0,20

12
12
12


MI9200347
MI9300347
MI9350347

LIEFERPROGRAMM /
DELIVERY PROGRAMME

SERASYNTH® LOC

Nadelbezeichnung
Needle

HRX-36



Stärke USP
Size USP

Stärke metric
Size metric

Fadenlänge/Meter
Length of suture /metre

Abgabemenge/Stück
Units per box

Bestell-Nummer
Code number

2/0
0
0
1

3
3,5
3,5
4

1 x 0,20
1 x 0,20
1 x 0,30
1 x 0,45

12
12
12
12

MI9300348
MI9350348
MI9350548
MR93503X2



SERAG
WIESSNER

SERAG-WIESSNER GmbH & Co. KG
Zum Kugelfang 8 - 12
95119 Naila/Germany

 + 49 9282 937-210

 + 49 9282 937-9369

Export Department:

 + 49 9282 937-230

 + 49 9282 937-9785

 info@serag-wiessner.de

 www.serag-wiessner.de